

山羊抗大鼠 IgG FITC 说明书

Goat Anti-Rat IgG, FITC Conjugated, H+L

产品编号	产品名称	规格
BL032A	山羊抗大鼠 IgG FITC	0.1ml

名称: FITC 标记山羊抗大鼠 IgG(H+L)

规格: 原装进口为 2.0mg 进口分装为 0.1ml (另加 0.1ml 甘油)

浓度: 1.5mg/ml

稀释范围: 1:50 - 1:200 for most applications

缓冲液: 0.01M Sodium Phosphate, 0.25M NaCl, pH 7.6

防腐剂: 0.05% Sodium Azide

纯化方式: 亲和纯化

分装及储存:

1、在进口原装抗体分装时，加入50%灭菌的甘油，能延长试剂的保存期。但应注意的
是，此时抗体的浓度及稀释比例应降低一倍。

2、初次使用参考推荐的稀释比例，实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况
适当调节二抗的稀释比例。但应注意，需现用现配，因为稀释后抗体的有效活性会很快降
低。

3、-20℃保存，避免反复冻融。

保存条件: -20℃保存一年