

## 1.5M Tris-HCl, pH8.8

产品编号	产品名称	规格
BL516A	1.5M Tris-HCl, pH8.8	100 ml
BL516B	1.5M Tris-HCl, pH8.8	500 ml

### 产品简介:

用于配制 SDS-PAGE 或 native PAGE 的下层胶,进口试剂配制。

Tris 也称 Tris base 或 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。分子式为  $C_4H_{11}NO_3$ ，分子量 121.14，纯度>99.9%。

### 注意事项:

- 1、对人体有刺激性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

室温保存，至少一年有效。