

山羊抗小鼠IgG-AP

Goat Anti-Mouse IgG, Alkaline Phosphatase Conjugated, H+L

产品编号	产品名称	规格
BL021A	山羊抗小鼠IgG-AP	0.1ml

纯化方式: 亲和纯化

浓度: 0.6mg/ml

规格: 原装进口为1.0ml 进口分装为0.1ml (另加0.1ml甘油)

稀释范围: 1:5,000 - 1:50,000 for ELISA and Western blotting

缓冲液: 0.01M Tris-HCl、0.25M NaCl、pH 8.0

防腐剂: 0.05% Sodium Azide

分装及储存:

1、在进口原装抗体分装时，加入50%灭菌的甘油，能延长试剂的保存期。但应注意的是，此时抗体的浓度及稀释比例应降低一倍。

2、初次使用参考推荐的稀释比例，实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例。但应注意，需现用现配，因为稀释后抗体的有效活性会很快降低。

3、-20℃保存，避免反复冻融。

保存条件: -20℃保存一年