

## 兔抗山羊 IgG-AP 说明书

### Rabbit Anti-Goat IgG, Alkaline Phosphatase Conjugated, H+L

产品编号	产品名称	规格
BL024A	兔抗山羊IgG-AP	0.1ml

**纯化方式:** 亲和纯化

**浓度:** 0.6mg/ml

**规格:** 原装进口为 1.0ml      进口分装为 0.1ml (另加 0.1ml 甘油)

**稀释范围:** 1:5,000 - 1:50,000 for ELISA and Western blotting

**缓冲液:** 0.01M Tris-HCl, 0.25M NaCl, pH 8.0

**防腐剂:** 0.05% Sodium Azide

**分装及储存:**

1、在进口原装抗体分装时，加入50%灭菌的甘油，能延长试剂的保存期。但应注意的是，此时抗体的浓度及稀释比例应降低一倍。

2、初次使用参考推荐的稀释比例，实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例。但应注意，需现用现配，因为稀释后抗体的有效活性会很快降低。

3、-20℃保存，避免反复冻融。

**保存条件:** -20℃保存一年