

## 枸橼酸缓冲液(即用型干粉)

| 产品编号   | 产品名称          | 规格  |
|--------|---------------|-----|
| BL604A | 枸橼酸缓冲液(即用型干粉) | 1 L |

### 产品简介:

本产品为粉剂，使用前加蒸馏水定容到 1L 即可, pH =6.0 。

### 主要成分:

柠檬酸            1.8mM

柠檬酸三钠      8.2mM

### 注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

室温保存，一年有效。