

10×TBS 溶液

产品编号	产品名称	规格
BL608A	10×TBS 溶液	500 ml

产品简介:

本产品为 10×母液，用前用蒸馏水稀释为 1×TBS，pH =7.4-7.6 可用于稀释有活性的生物试剂，组化过程中的清洗以及抗原修复。0.22 μ m 滤膜过滤纯化。

主要成分:

Tris 0.2 M

氯化钠 1.5 M

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4-8℃ 保存。