

1×TBS 溶液

产品编号	产品名称	规格
BL600A	1×TBS 溶液	500 ml

产品简介:

本产品为即用型水试剂, 浓度为 1×, pH =7.4-7.6, 可用于稀释有活性的生物试剂, 组化过程中的清洗以及抗原修复。0.22 μm 滤膜过滤纯化。

主要成分:

Tris 0.02 M
氯化钠 0.15 M

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

2-8°C 保存。