

## 通用型组织固定液

| 产品货号   | 产品名称            | 规格    |
|--------|-----------------|-------|
| BL539A | 4%多聚甲醛/通用型组织固定液 | 500ml |

### 产品简介:

组织细胞中的大多数肽类激素、蛋白物质为水溶性，在进行病理研究之前必需固定。多聚甲醛能很好地保存组织的抗原性和细微结构，与福尔马林相比更适用于小动物组织标本的固定，也非常适合组织和细胞的光镜病理或免疫化学研究。

本产品为 4%多聚甲醛的缓冲溶液，pH 为中性。用于组织和细胞标本的固定。

### 操作说明:

将组织标本放入本产品中，固定 24h 左右即可。细胞爬片固定 15min 即可。

### 保存条件:

4℃保存一年，常温 6 个月。