

去离子水（无菌）

产品编号	产品名称	规格
BL112A	去离子水（无菌）	100 ml

产品说明：

本产品利用反渗透技术，通过多次离子交换柱和滤膜以去除重金属盐，细菌，有机物，内毒素等杂质。产品本身无菌，可用于分子生物学实验和细胞培养实验等。

技术指标：

电阻率：18.2MΩ·cm

TTC：<1ppb

内毒素：<0.001EU/ml

注意事项：

- 1、 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、 本产品是无菌的，使用过程中要注意避免染菌。
- 3、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

常温保存，至少一年有效。