

PEG 20000

聚乙二醇 20000

产品编号	产品名称	规格
BS906-500g	聚乙二醇 20000/PEG 20000	500 g

产品简介:

有效期: 3年

溶解性: 500g/L (水)

别名: 聚氧乙烯 20000; Carbowax20000

英文名称: Poly(ethylene glycol) 20000

CAS: 25322-68-3

分子式: $\text{HO}(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{H}$

分子量: 20000

储存条件: RT

外观: 白色坚硬蜡状固体或薄片

单位: 瓶

应用:

分离分析醇、酮和醛等含氧化合物,聚四氟乙烯中水分, 脂肪胺, 挥发油; 并被广泛用作载体和毛细管柱内壁的改性剂, 热稳定性好

注意:

本试剂仅用于科研试验。

