

Phytigel

植物凝胶

产品编号	产品名称	规格
BS907-100g	植物凝胶	100g

产品简介:

植物组织培养基中工作浓度为 1.5-2.5 g/L，微生物培养基中工作浓度为 10 g/L。植物凝胶需要阳离子(特别是二价阳离子)存在才能使胶凝固。用于科研实验研究。

别名: Agar substitute gelling agent; Gellan Gum

英文名称: Phytigel

CAS: 71010-52-1

储存条件: RT

凝胶强度: $\geq 850 \text{ g/cm}^2$

外观(性状): 白色或类白色粉末

单位: 瓶

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

