

L(+)-Arabinose

L-阿拉伯糖

产品编号	产品名称	规格
BS940-10g	L-阿拉伯糖	10 g

产品简介:

L-阿拉伯糖主要用于细菌培养；香料合成。其又称树胶醛糖、果胶糖；是一种戊醛糖。在自然界中 L-阿拉伯糖很少以单糖形式存在，通常与其他单糖结合，以杂多糖的形式存在于胶质、半纤维素、果胶酸、细菌多糖及某些糖苷中。其对热和酸的稳定性高。

英文名称: L(+)-Arabinose

有效期: 4年

CAS: 5328-37-0

分子式: $C_5H_{10}O_5$

分子量: 150.13

别名: L(+)-树胶醛糖; L(+)-阿戊糖; 树胶醛糖; 果胶糖

溶解性: 100mg/ml (水)

纯度: $\geq 99\%$

外观: 白色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。