

Imidazole

咪唑

产品编号	产品名称	规格
BS146-25g	咪唑	25g
BS146-100g	咪唑	100g
BS146-500g	咪唑	500g

产品简介:

咪唑是具有五元平面环的杂环化合物。它是两性的并且高度极性。咪唑的药效团存在于生物活性化合物中，包括氨基酸，植物生长调节剂和治疗剂。特别适用于 pH 6.2-7.8 范围内的缓冲液。

别名：1,3-二氮杂-2,4-环戊二烯, 甘恶啉

英文名称：Imidazole

CAS: 288-32-4

分子式：C₃H₄N₂

分子量：68.08

含量：≥99%

储存条件：RT

外观（性状）：白色结晶粉末

单位：瓶

有效期：3年

应用：常用于 pH 6.2-7.8 范围内的缓冲液。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用

注意:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。