

D-甘露醇

D-Mannitol

产品编号	产品名称	规格
BS187-500g	D-甘露醇	500g

产品简介:

D-甘露醇，属于糖醇一类的物质，类似于蔗糖的略带点甜味的无色或白色结晶粉末。广泛存在于多种陆地和海洋植物中，再一些藻类和真菌中也很丰富。溶于热水、吡啶、苯胺和碱水溶液，不溶于乙醚，水溶液呈碱性。

别名：己六醇 D-甘露密醇; D-木蜜醇 ;甘露蜜醇; D-甘露糖醇; 虫草酸; 哌喃甘露糖

英文名称：D-Mannitol

CAS：69-65-8

分子式：C₆H₁₄O₆

分子量：182.17

纯度：> 98%


外观：无色或白色结晶粉末

溶解度：100mg/ml in water

储存条件：RT

单位：瓶

有效期：3年



应用:

用作微生物培养基，金属掩蔽剂和有机微量分析测定羟基的标准，用于检定和测定硼和锗，极谱分析硼；也可用于羟自由基清除剂和介质补充剂。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等其他用途
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。