

## 枸橼酸缓冲液(即用型干粉)

产品编号	产品名称	规格
BL604A	枸橼酸缓冲液(即用型干粉)	1 L

### 产品简介:

本产品为粉剂，使用前加蒸馏水定容到 1L 即可, pH =6.0, 可以用于抗原修复。

### 主要成分:

柠檬酸 1.8mM

柠檬酸三钠 8.2mM

### 注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

室温保存，一年有效。