

Beef Powder

牛肉浸粉

产品编号	产品名称	规格
BS216-500g	牛肉浸粉	500g

产品简介:

本产品以优选新鲜牛肉作为原料，经蛋白酶酶解、过滤、提纯加工而成。含有丰富的氮源、氨基酸等，可配制各种微生物培养基，用于细菌的培养、分离、增殖、鉴定，以及无菌试验培养基、厌氧菌培养基等细菌生化特性试验用培养基的配置，广泛应用于高品质的抗生素、维生素生化制品及微生物学科科研等领域中。

别名：牛肉浸膏；牛肉浸液

纯度：总氮 $\geq 10\%$ ，氨基氮 $\geq 1.8\%$

溶解性：2% in Water

pH 值（2%）：5.0-7.0

水分： $\leq 6\%$

储存条件：RT

外观（性状）：黄色或浅黄色粉末

单位：瓶

有效期：2年

应用:

作为优质微生物培养有机营养源，用作实验室微生物培养基原料，提供碳源、能源、磷酸盐和维生素。

使用方法:

一般使用浓度为 3-5g/L，可根据实验需求自行调整浓度

注意:

- 1、本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。