

Alexa Fluor 488 标记羊抗兔 IgG (H+L)

Alexa Fluor 488 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|--------|-------------------------------|-------|
| BL067A | Alexa Fluor 488标记羊抗兔IgG (H+L) | 0.1ml |

规格: 原装进口为1.5mg 进口分装为0.1ml (含50%甘油)

浓度: 0.75mg/ml

稀释范围: 1:100 - 1:800 for most applications

荧光素: Alexa Fluor 488 carboxylic acid, Amax=493, Emax=519

缓冲液: 0.01M的磷酸钠、0.25M的NaCl、pH 7.6

稳定剂: 15mg/ml牛血清白蛋白 (不含IgG和蛋白酶)

防腐剂: 0.05%叠氮化钠

分装及储存:

1、在进口原装抗体分装时, 加入50%灭菌的甘油, 能延长试剂的保存期。但应注意的是, 此时抗体的浓度及稀释比例应降低一倍。

2、初次使用参考推荐的稀释比例, 实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例。但应注意, 需现用现配, 因为稀释后抗体的有效活性会很快降低。

3、-20°C保存, 避免反复冻融。

4、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。

5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20°C避光保存, 有效期一年。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

