

Paraffin with ceresin (Melting point 62°C~64°C)

切片石蜡，病理级（熔点 62°C~64°C）

产品编号	产品名称	规格
BL955A	切片石蜡，病理级（熔点62°C~64°C）	500g

产品简介：

石蜡切片是组织学常规切片技术中最为广泛应用的方法，切片石蜡则用于浸蜡，包埋操作，因样本及实验方法的差异，选用的石蜡熔点从 40°C~70°C 不等，本公司提供多种熔点的切片石蜡。

本产品为无色或白色透明蜡状固体，几乎无味，无气味，有滑腻感。为烃类的混合物。在紫外线影响下可转为黄色。溶于苯、氯仿、乙醚、二硫化碳和油类，不溶于水和乙醇，pH 6.5-7.5，熔点为 62°C~64°C。

使用方法：

在样品浸蜡前将切片石蜡加热到完全溶解成液态即可正常使用。

注意事项：

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

室温保存，有效期 3 年。

