

## Phosphate Buffered Saline with Tween-20 (1×, pH7.4)

### PBST 缓冲液 (1×, pH7.4)

产品编号	产品名称	规格
BL345A	PBST缓冲液 (1×, pH7.4)	500ml

#### 产品简介:

PBST 即磷酸盐缓冲液 (PBS), 由氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠等组成, 含 0.05%Tween20, 不含  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ , pH 值为 7.4, 多用作 ELISA 清洗液, 亦可用于清洗 Western Blot 实验中 PVDF 膜或 NC 膜。

#### 使用方法:

本产品为 1x 工作液, 无需配制, 可直接使用。

#### 注意事项:

- 1、在使用 PBST 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
- 2、PBST 在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 请置于 37°C 水浴至完全溶解后再使用。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

室温保存, 有效期 1 年。

