

## Tris Buffered Saline with Tween-20 (1×, pH7.5)

### TBST 缓冲液 (1×, pH7.5)

产品编号	产品名称	规格
BL346A	TBST缓冲液 (1×, pH7.5)	500ml

#### 产品简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜, 或者配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。在 TBS 的基础上加入一定比例的 Tween 20, 能够大大增强 TBS 的洗涤作用。

TBST 缓冲液 (1×, pH7.5) 主要成分为 Tris-HCl(pH7.5)、氯化钠、Tween 20、防腐剂等, 主要用于 Western Blot 中 PVDF、NC 膜的洗涤, 亦可作为封闭液的基础试剂。

#### 使用方法:

本产品为 1x 工作液, 无需配制, 可直接使用。

#### 注意事项:

- 1、在使用 TBST 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

室温保存, 有效期 1 年。

