

Dexamethason Solution (100×,1mg/ml)

地塞米松溶液(100×,1mg/ml)

产品编号	产品名称	规格
BL171A	地塞米松溶液(100×,1mg/ml)	10ml

产品简介:

地塞米松(Dexamethason)又称德沙美松或氟甲强的松龙,分子量为 392.5, CAS 号为 50-02-2, 是肾上腺皮质激素类药, 一种抗炎糖皮质激素。地塞米松对细胞存活、细胞信号的转导和基因表达具有一系列的影响, 如: 可抑制一氧化氮合酶的诱导作用(IC₅₀=5 nM); 可通过刺激 Na⁺-K⁺ 泵增强大动脉平滑肌细胞阳离子的运输作用; 可降低周期蛋白 A 和 Cdk2 的活性; 抑制骨细胞 G1/S 的过渡; 抑制 Rb 蛋白的磷酸化作用; 诱导人胸腺细胞凋亡发生等。

地塞米松溶液(100×,1mg/ml)系醇溶溶液, 已过滤除菌处理, 一般 100 倍稀释后使用。

使用方法 (仅供参考):

根据实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

-20°C 保存, 一年有效。

