

## 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

### 2,4-二氯苯氧乙酸

产品编号	产品名称	规格
BS958-5g	2,4-二氯苯氧乙酸	5g

#### 产品简介:

2,4-二氯苯氧乙酸是一种有机化合物，分子式为  $C_8H_6O_3Cl_2$ ，是一种生长素类似物，用作植物生长调节剂。常用于分子生物学研究，植物组织培养等。

别名：2,4-D 2,4D

英文名称：2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

CAS: 94-75-7

分子式： $C_8H_6O_3Cl_2$

分子量：221.04

外观（性状）：白色粉末


储存条件：RT

纯度：98%

溶解性：白色至浅黄色粉末；溶于乙醇、丙酮、乙醚和苯等有机溶剂，不溶于水

单位：瓶

有效期：2年



#### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 有效期:

室温保存 2 年。

