

Corticosterone

皮质甾酮

产品编号	产品名称	规格
BS965-100mg	皮质甾酮	100mg

产品简介:

内源性糖皮质激素在糖皮质激素和盐皮质激素受体上起激动剂的作用。

别名：皮质酮；肾上腺酮；11 β ,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione；4-Pregnene-11 β ,21-diol-3,20-dione

英文名称：Corticosterone

CAS: 50-22-6

分子式：C₂₁H₃₀O₄

分子量：346.46

外观（性状）：白色粉末


储存条件：-20℃

纯度：≥98.0%

溶解性：溶于 DMSO, 最高浓度 (mg/mL): 34.65, 最高浓度(mM): 100; 溶于 ethanol, 最高浓度 (mg/mL): 3.46, 最高浓度(mM): 10

单位：瓶

有效期：3 年



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

-20℃保存 3 年。

