

## Glimepiride

### 格列美脲

产品编号	产品名称	规格
BS223-1g	格列美脲	1g

#### 产品简介:

本产品主要用于生化研究。格列本脲为第二代磺酰脲类口服降血糖药，其降血糖作用的主要机理是刺激胰岛β细胞分泌胰岛素，部分提高周围组织对胰岛素的敏感性。本品与胰岛素受体结合及离解的速度较格列本脲为快，较少引起较重低血糖。

别名：格列吡咯；贺普丁；格列美吡拉；Amaryl

英文名称：Glimepiride

CAS: 93479-97-1

分子式：C<sub>24</sub>H<sub>34</sub>N<sub>4</sub>O<sub>5</sub>S

分子量：490.62


外观（性状）：白色粉末或块状晶体

储存条件：-20℃

纯度：≥99%

溶解性：>10 mg/ml（DMSO）

单位：瓶



#### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 有效期:

室温保存 2 年。

