

Citicoline sodium

胞磷胆碱钠盐

产品编号	产品名称	规格
BS224-1g	胞磷胆碱钠盐	1g

产品简介:

科研用生化试剂。被用作 CDP(核苷二磷酸)激酶(2.7.4.6)的底物,以产生 CTP 来支持 DNA 和 RNA 的生物合成以及核糖核苷酸还原酶生成产物 dCMP。

别名:胆碱胞嘧啶核甙二磷酸酯单钠盐;胆碱胞嘧啶核苷二磷酸酯单钠盐;胞二磷胆碱钠;胞嘧啶二磷胆碱钠;

英文名称: Citicoline sodium

CAS: 33818-15-4

分子式: $C_{14}H_{25}N_4NaO_{11}P_2$

分子量: 510.31


外观(性状): 白色结晶或结晶性粉末

储存条件: $-20^{\circ}C$

纯度: $\geq 98\%$

溶解性: 100mg/mL 溶于水

单位: 瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

$-20^{\circ}C$ 保存 1 年。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

