

Sodium 4-aminosalicylate dihydrate

对氨基水杨酸钠

产品编号	产品名称	规格
BS220-25g	对氨基水杨酸钠	25g

产品简介:

对氨基水杨酸钠能通过对叶酸合成的竞争性抑制作用而抑制结核分枝杆菌的生长繁殖。无臭，味甜带咸，溶于水，极微溶于丙酮，几乎不溶于乙醚、氯仿和苯。露置空气中颜色逐渐变暗。

别名：4-氨基-2-羟基苯甲酸钠盐 二水合物；4-氨基水杨酸钠盐 二水合物；Sodium 4-aminosalicylate dihydrate; 4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate；4-Amino-2-hydroxybenzoic Acid Sodium Salt Dihydrate

英文名称：Sodium 4-aminosalicylate dihydrate

CAS: 6018-19-5

分子式：C₇H₆NNaO₃·2H₂O

分子量：211.15


外观（性状）：白色至灰褐色粉末或结晶

储存条件：RT

纯度：98%

溶解性：易溶于水

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

室温保存四年。

