

2-Diethylaminoethyl hexanoate

胺鲜脂

产品编号	产品名称	规格
BS221-25g	胺鲜脂	25g

产品简介:

胺鲜脂属植物生长调节剂，主要用于调节白菜的生长。

别名：己酸二乙氨基乙醇酯；DA-6；增效灵；增效胺

英文名称：2-Diethylaminoethyl hexanoate

CAS：10369-83-2

分子式：C₁₂H₂₅NO₂

分子量：215.33


外观（性状）：无色至黄色油性液体

储存条件：RT

纯度：98%

溶解性：易溶于水，可溶于乙醇、甲醇、丙酮、氯仿等有机溶剂

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

室温保存三年。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意：在体外研究使用，不用于诊断或治疗用途，本产品不是医疗装置。

