

α -D-Glucose 1-phosphate disodium salt

a-D-葡萄糖-1-磷酸二钠盐

产品编号	产品名称	规格
BS225-1g	a-D-葡萄糖-1-磷酸二钠盐	1g

产品简介:

科研用生化试剂。 α -D-葡萄糖 1-磷酸二钠盐通过磷酸葡萄糖变位酶被转化为 D-葡萄糖-6-磷酸。

别名：胆碱胞嘧啶核甙二磷酸酯单钠盐；胆碱胞嘧啶核苷二磷酸酯单钠盐；胞二磷胆碱钠；胞啶二磷胆碱钠；

英文名称： α -D-Glucose 1-phosphate disodium salt

CAS: 56401-20-8

分子式： $C_6H_{11}O_9PNa_2$


分子量：304.1

外观（性状）：白色或灰白色固体

纯度： $\geq 98\%$

储存条件： -20°C

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

-20°C 保存 2 年。

