

Choline chloride

氯化胆碱

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|------------|------|------|
| BS234-100g | 氯化胆碱 | 100g |

产品简介:

科研试剂。酰基受体和胆碱乙酰基转移酶底物。作为乙酰胆碱的前体，在各种代谢过程中以及在脂质代谢中的甲基供体，都很重要。

别名：氯化胆脂；维生素 B4；2-羟乙基三甲基氯化铵

英文名称：Choline chloride

CAS: 67-48-1

分子式：C₅H₁₄ClNO

分子量：139.62


外观（性状）：白色粉末或晶体

储存条件：RT

纯度：99%

溶解性：易溶于水及醇

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

室温保存 4 年。

