

Avidin

亲和素

产品编号	产品名称	规格
BS232-1mg	亲和素	1mg

产品简介:

科研试剂。亲和素是一种从卵白蛋白中提取的碱性糖蛋白，极易溶于水和盐溶液。被用来作为生物素偶联抗体的交联剂，ELISA 应用的阻断剂等。

别名：抗生物素蛋白；卵白素；

英文名称：Avidin

CAS: 1405-69-2

来源：鸡蛋白

活性（效价）：10-15 units/mg


外观（性状）：白色粉末

储存条件：-20℃

纯度：≥98%

溶解性：极易溶于水

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

室温保存 4 年。

