

Florfenicol

氟苯尼考

产品编号	产品名称	规格
BS226-1g	氟苯尼考	1g

产品简介:

科研用生化试剂。氟苯尼考是甲砒霉素的单氟衍生物，一种能有效抑菌的氯霉素类广谱抗生素，抗菌活性强于氯霉素和甲砒霉素。氟苯尼考克服了氯霉素易产生耐药性和造成再生障碍性贫血的问题，具有抗菌谱广、生物利用度高、应用安全等特点。氟苯尼考主要用于牛、猪、鸡及鱼的细菌性疾病。

别名：氟洛芬；氟甲砒霉素；氟氯霉素；2,2-二氯-N-[(1R,2S)-3-氟-1-羟基-1-(4-甲基磺酰基苯基)-2-丙基]乙酰胺；氟比洛芬；

英文名称：Florfenicol

CAS: 73231-34-2

分子式：C₁₂H₁₄FNO₄S

分子量：358.21


外观（性状）：白色到近白色固体

储存条件：RT

纯度：98%

溶解性：溶于水

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

室温保存 4 年。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

