

Streptavidin

链霉亲和素

产品编号	产品名称	规格
BS236-1mg	Streptavidin 链霉亲和素	1mg

产品简介:

链霉亲和素是四聚体蛋白，来源于链霉菌。应用于酶标记(HRP, AP)链霉亲和素：酶免疫测定(EIA), 包括生物素化抗体的酶联免疫吸附测定(ELISA), 细胞组织染色、Western blotting 和其他膜基生物素检测等。

别名：链亲合素；


英文名称：Streptavidin

CAS: 9013-20-1

外观（性状）：白色到浅棕色粉末或晶体

储存条件：-20℃

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

室温保存 4 年。

