

## Pyridinium propyl sulfobetaine

### 丙烷磺酸吡啶盐

产品编号	产品名称	规格
BS229-25g	丙烷磺酸吡啶盐	25g

#### 产品简介:

科研用生化试剂。用于提取，溶解和结晶蛋白质。防止蛋白质聚集并促进变性蛋白质的复性。

别名：1-(3-磺丙基)氢氧化吡啶内盐；3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate；

英文名称：Pyridinium propyl sulfobetaine

CAS: 15471-17-7

分子式：C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>3</sub>S

分子量：201.24


外观（性状）：白色或类白色粉末或晶体

储存条件：RT

纯度：98%

溶解性：完全溶解于水，微溶于乙醇

单位：瓶



#### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 有效期:

室温保存 4 年。

