

Rabbit Serum

兔血清

产品编号	产品名称	规格
BL1052A	兔血清	100ml

产品来源

本品系采用健康兔血液为原料，经无菌采集、分离、微孔过滤后而成。

质量标准

外观性状：本品为浅黄色、澄清透明、稍粘稠的液体，无溶血或异物。

电泳特性：无免疫球蛋白痕迹

PH：7.0~8.5

血红蛋白：≤0.02%（w/V）

蛋白含量：4.5~6.0（w/V）

渗透压摩尔浓度：250~330mOsmol/kg

无菌检验：阴性

支原体：无支原体污染

大肠杆菌噬菌体：无噬菌体污染

病毒检查

细胞病变观察：细胞无病变

血吸附检查：阴性

荧光抗体检查：阴性

注意事项：

1. 注意避免反复冻融，反复冻融可能产生沉淀，可在无菌条件下，1000-2000rpm 离心 10 分钟，除去沉淀即可。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件

-18℃以下冻存，有效期 5 年。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意：在体外研究使用，不用于诊断或治疗用途，本产品不是医疗装置。

