

## LB Broth (Sterile)

### LB 液体培养基（无菌）

产品编号	产品名称	规格
BL1058A	LB 液体培养基（无菌）	500 mL

#### 产品简介：

LB 培养基(Luria-Bertani Broth)是最经典的细菌培养基，又称 LB 肉汤培养基。本产品为即用型液体培养基，经高压灭菌处理。每 500 mL 含 5g 蛋白胨、2.5g 酵母粉及 5 g 氯化钠，不含琼脂粉，不含抗生素。本产品可用于各种细菌培养，是微生物学和分子生物学常用培养基。

#### 使用方法：

- 1、直接用于细菌培养。
- 2、根据需求加入合适的抗生素。

#### 注意事项：

- 1、本产品营养物质丰富，注意在超净台中操作，防止细菌污染。
- 2、为了您的健康和 safety，请穿着实验服并戴一次性手套或乳胶手套操作。

#### 保存方法：

4℃ 保存，有效期 6 个月。