

Citric Acid

柠檬酸

产品编号	产品名称	规格
BS245-100g	柠檬酸	100g
BS245-500g	柠檬酸	500g

产品简介:

柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业，食品业，化妆业等具有极多的用途。

别名：无水枸橼酸；枸橼酸；β-羟基丙三羧酸;2-羟基丙三羧酸;3-羟基-3-羧基戊二酸;3-羟基-3-羧基-1,5-戊二酸;Citric acid anhydrous

英文名称：Citric acid

CAS: 77-92-9

分子式：C₆H₈O₇

分子量：192.12

纯度：≥99%


溶解性：100mg/ml in Water

外观（性状）：无色或白色结晶性粉末

储存条件：RT

单位：瓶

有效期：2 年



应用:

用作实验试剂、色谱分析试剂及生化试剂，也用于缓冲液的配制。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意：在体外研究使用，不用于诊断或治疗用途，本产品不是医疗装置。

