

Calcium Chloride

无水氯化钙

产品编号	产品名称	规格
BS249-100g	无水氯化钙	100g
BS249-500g	无水氯化钙	500g

产品简介:

无水氯化钙为典型的离子型卤化物，室温下为白色、硬质碎块或颗粒。易潮解。熔点为 782°C，密度为 2.15g/cm³，沸点高于 1600°C，易溶于水并放出大量的热，也溶于乙醇和丙酮。具强吸湿性。无水氯化钙是工业生产和实验室常用的脱水剂、干燥剂（但不能干燥氨、硫化氢和酒精），主要用于干燥气体、石油、有机溶剂等，无机工业用做制金属钙、各种钙盐的原料，氯化钙还用做纺织物的上浆剂、净水剂、防冻剂、食物保存剂、路面整洁剂。

别名：氯化钙

英文名称：Calcium chloride anhydrous

CAS：10043-52-4

分子式：CaCl₂

分子量：110.98


纯度：≥94%

外观（性状）：白色结晶或粉末

储存条件：RT

单位：瓶

有效期：2 年



应用:

科研试剂，用作有机液体及气体的干燥剂及脱水剂。单倍体育种的培养基，测定钢铁含碳量，测定全血葡萄糖、血清无机磷、血清碱性磷酸酶的活动力等。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意：在体外研究使用，不用于诊断或治疗用途，本产品不是医疗装置。

