

Potassium Phosphate Monobasic

磷酸二氢钾

产品编号	产品名称	规格
BS254-500g	磷酸二氢钾	500g

产品简介:

磷酸二氢钾是一种化学品，化学式为 KH_2PO_4 。有潮解性。加热至 400°C 时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。工业上用作缓冲剂、培养剂；也用作细菌培养剂合成清酒的调味剂，制偏磷酸钾的原料，酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂。农业上用作高效磷钾复合肥。

别名：无水磷酸二氢钾；磷酸一钾；

英文名称：Potassium Phosphate Monobasic

CAS: 7778-77-0

分子式： KH_2PO_4

分子量：136.09


纯度：≥99%

外观（性状）：无色结晶性颗粒

储存条件：RT

单位：瓶

有效期：2 年



应用:

科研试剂，配制缓冲液。测定砷、锑、磷、铝和铁。配制磷标准液。配制培养基。测定血清中无机磷、碱性磷酸酶活力。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意：在体外研究使用，不用于诊断或治疗用途，本产品不是医疗装置。

