

Potassium Iodide

碘化钾

产品编号	产品名称	规格
BS256-100g	碘化钾	100g
BS256-500g	碘化钾	500g

产品简介:

碘化钾是一种无机化合物，化学式为 KI，为无色或白色晶体，无臭，有浓苦咸味。

英文名称: Potassium iodide

CAS: 7681-11-0

分子式: KI

分子量: 166.00

纯度: $\geq 99\%$

外观(性状): 白色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

有效期: 2 年



应用:

科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面；容量分析碘量法中配制滴定液；单倍体育种中配制伯莱德斯、改良怀特、MS 和 RM 等培养基；粪便检验等。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

