

Gelatin

明胶

产品编号	产品名称	规格
BS160-100g	明胶	100g
BS160-500g	明胶	500g

产品简介:

明胶是胶原部分水解后的产物，属于一种大分子的亲水胶体。其没有固定的结构和相对分子量，由动物皮肤、骨、肌膜、肌腱等结缔组织中的胶原部分降解而成为白色或淡黄色、半透明、微带光泽的薄片或粉粒；是一种无色无味，无挥发性、透明坚硬的非晶体物质，在冷水中吸水膨胀，溶于热水、甘油和醋酸，不溶于乙醇和乙醚

别名：动物明胶、膘胶、明胶海绵

CAS: 9000-70-8

溶解性: 40 mg/mL in water

储存条件: RT

外观（性状）：淡黄色不规则性状颗粒

单位：瓶

有效期：3年

应用:

用作生物膜材料和医用纤维；用于组织修复与替代等。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。