

Sodium phosphate dibasic

无水磷酸氢二钠

产品编号	产品名称	规格
BS243-500g	无水磷酸氢二钠	500g

产品简介:

磷酸氢二钠，又名磷酸一氢钠，化学式为 Na_2HPO_4 。它为易潮解的白色粉末，可溶于水，水溶液呈弱碱性。不溶于醇。在 100°C 失去结晶水而成无水物， 250°C 时分解成焦磷酸钠。

别名：磷酸一氢钠;磷酸氢二钠,无水;二盐基性磷酸钠;monobasic; anhydrous

英文名称：Sodium Phosphate Dibasic

CAS: 7558-79-4

分子式: Na_2HPO_4

分子量: 141.96

纯度: $\geq 98\%$


溶解性: 易溶于水

外观(性状): 白色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

有效期: 2 年



应用:

科研试剂，缓冲剂，软水剂，可用于制备磷酸盐生理缓冲液。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

