

Magnesium chloride hexahydrate

六水氯化镁

产品编号	产品名称	规格
BS250-100g	六水氯化镁	100g
BS250-500g	六水氯化镁	500g

产品简介:

六水氯化镁又名水氯石，化学式为 $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 。无色结晶体，呈柱状或针状，有苦味，外观白色片状、颗粒状、粉末状，俗称卤片、卤粒、卤粉。易溶于水和乙醇，在湿度较大时，容易潮解。116~118°C 热熔分解。可以用于砷酸和磷酸的定量分析，以及分子生物学中限制性内切酶的激活。

别名：氯化镁(六水合物);

英文名称：Magnesium chloride hexahydrate

CAS: 7791-18-6

分子式： $MgCl_2 \cdot 6H_2O$

分子量：203.3

纯度：≥98%

外观（性状）：白色结晶

储存条件：RT

单位：瓶

有效期：2 年

H_2O

$H_2O \quad H_2O \quad H_2O$



应用:

科研试剂，用于砷酸和磷酸的定量分析和制备镁氧混合物等。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

