

Eosin Y

伊红 Y (醇溶)

产品编号	产品名称	规格
BS248-10g	伊红 Y (醇溶)	10g
BS248-25g	伊红 Y (醇溶)	25g

产品简介:

醇溶性伊红 Y 是一种化学合成的酸性染料, 在水中离解成带负电荷的阴离子, 与蛋白质的氨基正电荷的阳离子结合使胞浆染色, 细胞浆、红细胞、肌肉、结缔组织、嗜伊红颗粒等被染成不同程度的红色或粉红色, 与蓝色的细胞核形成鲜明对比。伊红是细胞浆的良好染料。一般与苏木素或者美兰等其他染料配套使用。

别名: 四溴荧光素;醇溶伊红;溶剂红 43;醇溶伊红;曙红 Y(醇溶);Solvent Red 43

英文名称: Eosin Y

CAS: 15086-94-9

分子式: $C_{20}H_8Br_4O_5$


分子量: 647.89

外观(性状): 红色至深橘红色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

有效期: 2 年



使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

