

## 1M Calcium Chloride Solution, Sterile

### 氯化钙溶液(1mol/L,无菌)

产品编号	产品名称	规格
BL1178A	氯化钙溶液(1mol/L,无菌)	100ml

#### 产品简介:

氯化钙(Calcium chloride)分子量为 110.98, 分子式为  $\text{CaCl}_2$ , CAS 号为 25094-02-4, 是典型的离子型卤化物, 是多种科研试剂的基础成分, 亦可用作干燥剂等; 氯化钙溶液(1mol/L,无菌)由氯化钙、去离子水组成, 经高压灭菌处理。

#### 使用方法: (仅供参考)

1. 按实验具体要求操作。

#### 注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免微生物污染。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

常温保存, 六个月有效。

