

## Acetate Buffer(0.05mol/L, pH4.3)

### 乙酸缓冲液(0.05mol/L, pH4.3)

产品编号	产品名称	规格
BL1198A	乙酸缓冲液(0.05mol/L, pH4.3)	500ml

#### 产品简介:

乙酸缓冲液(0.05mol/L, pH4.3)由乙酸钠、氯化钠等组成, 其乙酸钠浓度为 0.05mol/L, 氯化钠浓度为 0.15mol/L, 用乙酸调节 pH 值约为 4.3, 可以用于单克隆抗体的纯化等用途。

#### 使用方法 (仅供参考):

根据实验具体要求操作。

#### 注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

室温保存, 一年有效。

