

## Glycerol Solution (75%, Sterile)

### 甘油溶液 (75%, 无菌)

产品编号	产品名称	规格
BL1275A	甘油溶液 (75%, 无菌)	100 mL

#### 产品简介:

丙三醇又称甘油(Glycerol), 是无色味甜澄明黏稠液体, 无臭, 有暖甜味, 国家标准称为甘油, 能从空气中吸收潮气及硫化氢、氰化氢和二氧化硫等, 分子量为 92.09, CAS 号为 56-81-5。丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分, 当人体摄入食用脂肪时, 其中的甘油三酯经过体内代谢分解, 形成甘油并储存在脂肪细胞中, 因此甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸, 可用作溶剂、润滑剂、药剂、甜味剂等。

甘油溶液 (75%, 无菌) 主要由优级甘油、去离子水等组成, 经高压灭菌处理, 常用作溶剂、润滑剂以及保护剂等。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

#### 注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 有效期:

室温保存, 一年有效。

