

Tris Buffered Saline (10×, premixed powder)

TBS 缓冲液 (10×, 干粉)

产品编号	产品名称	规格
BL1424A	TBS缓冲液 (10×, 干粉)	1L

产品简介:

Tris-HCl 平衡盐缓冲液简称 TBS, 是生物学中常用的缓冲液。TBS 由 Tris-HCl 构成稳定的 pH 缓冲体系, 由 NaCl 提供等渗条件。

本产品为预混粉末, 使用时请用蒸馏水或去离子水溶解配制成 TBS (10×) 或 TBS (1×) 后使用。

使用方法:

本产品为预混粉末, 无需调节 pH 值, 每瓶直接用蒸馏水或去离子水溶解混匀并定容至 1 升, 即可配制成 1 升 TBS (10×), 或者用蒸馏水或去离子水溶解混匀并定容至 10 升, 即可配制成 10 升 TBS (1×)。

注意事项:

- 1、配制好的 TBS (1×) 溶液需在 1-2 周内使用完毕。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 两年有效。

