

Tris Buffer Saline (Powder)

TBS 缓冲液（即用型干粉）

产品编号	产品名称	规格
BL602A	TBS 缓冲液（即用型干粉）	2L/袋

产品简介:

Tris-HCl 平衡盐缓冲液，简称 TBS。是常用的用于生物学研究的一个缓冲溶液，它是一种水基盐溶液中含有氯化钠、Tris 和 HCl。TBS 缓冲液有很强的缓冲能力，有助于保持恒定的 pH 值，对很多酶反应是惰性的，是一种用于生化反应中很好的缓冲液。

使用方法:

使用时用双蒸水稀释到 2000ml 后即可使用。
溶解后请尽快使用。

注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用方法:

室温保存，一年有效。

