

1-Thioglycerol

1-硫代甘油

产品编号	产品名称	规格
BS261-25g	1-硫代甘油	25g
BS261-100g	1-硫代甘油	100g
BS261-250g	1-硫代甘油	250g

产品简介:

1-硫代甘油是一种生物化学试剂，在需氧生长的大肠杆菌中促进吡啉的合成。是一种体外和原位甘油激酶活性的抑制剂。

英文名称: 1-Thioglycerol

CAS: 96-27-5

分子式: $C_3H_8O_2S$

分子量: 108.16

纯度: $\geq 98\%$

储存条件: 4°C

外观: 无色至浅黄色液体

单位: 瓶

有效期: 6年

应用: 1-硫代甘油被用于评估操纵 CdTe 纳米晶体的水相生长，也被用于研究表面附着对配体结合的影响。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

