

Tris Buffered Saline (20×)

20×TBS 溶液

产品编号	产品名称	规格
BL1423A	20×TBS溶液	500ml

产品简介:

Tris-HCl 平衡盐缓冲液简称 TBS，是生物学中常用的缓冲液。TBS 由 Tris-HCl 构成稳定的 pH 缓冲体系，由 NaCl 提供等渗条件。

20×TBS 溶液中含 400mM Tris、3M NaCl，pH7.6±0.1 (25°C)。

使用方法:

本产品是 20 倍浓缩液，使用时须用蒸馏水或去离子水溶解配制成 1×后使用。例如配制 1L TBS (1×) 溶液时，取 50ml 20×TBS 溶液，加入 950ml 去离子水混匀即可。

注意事项:

- 1、在低温情况下可能会产生沉淀。如果有沉淀产生，可以在水浴温育至沉淀全部溶解后再使用。
- 2、配制好的 TBS (1×) 溶液需在 1-2 周内使用完毕。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，一年有效。

